

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Plcb2 (Plc-Beta-2) Para Wb Y Elisa - Q00722

Número de artículo: CM0029623



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PLCB2 (PLC-beta-2), validado para Western blot (WB) y ELISA. Detecta una banda de 134 kDa en muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para el estudio de la señalización por GPCR y las vías de la fosfolipasa C.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PLCB2 Rabbit pAb
Notas/Alias	PLC-beta-2; PLCB2
Especie	Humano
GeneID (humano)	5330
GeneID	5330
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-199 de la PLCB2 humana (NP_004564.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q00722
Peso molecular de la proteína	134kDa
Envío	Bolsa de hielo