

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Plcd4 Para Wb, Elisa - Q9Brc7

Número de artículo: CM0025104

Introducción

El pAb de conejo anti-PLCD4 detecta la fosfolipasa C delta-4 humana, de ratón y de rata, adecuado para Western blot y ELISA. Se dirige a una enzima de señalización de fosfoinosítidos que genera DAG e IP3, implicada en la reacción acrossómica y el crecimiento celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PLCD4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PLCD4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	84812
GeneID	84812
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-290 del PLCD4 humano (NP_116115.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BRC7
Peso Proteico	88kDa
Envío	Bolsa de hielo