

Anticuerpo Policlonal Anti-Plch1 Para Wb Y Elisa - Q4Kwh8

Número de artículo: CM0018495

Introducción

Anticuerpo Policlonal de conejo contra PLCH1 (Q4KWH8) validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Específico para PLCH1 humano con reactividad cruzada con rata. Ideal para el estudio de vías de señalización de fosfolipasa C.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PLCH1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HPE14; PLCL3; PLC-L3; PLC eta 1; PLCH1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23007
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1100-1400 de la PLCH1 humana (NP_055811.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	Q4KWH8
Peso de la Proteína	189kDa
Envío	Bolsa de hielo