

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Plcxd2 Para Wb, Elisa - Q0Vaa5

Número de artículo: CM0027853

Introducción

Un anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PLCXD2 humano, validado para aplicaciones de WB y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar el papel de la proteína 2 que contiene el dominio X de PI-PLC en la señalización lipídica y la función nuclear.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo anti-PLCXD2
Observaciones/Alias	PLCXD2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	257068
ID del Gen	257068
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-305 de PLCXD2 humano (NP_001172035.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q0VAA5
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo