

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Plcxd2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q0Vaa5

Número de artículo: CM0017837

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PLCXD2 humano, validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Explore el papel de la proteína 2 que contiene el dominio X de PI-PLC en la señalización lipídica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PLCXD2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	PLCXD2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	257068
GeneID	257068
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-305 de PLCXD2 humano (NP_001172035.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q0VAA5
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo