

Anticuerpo Policlonal Anti-PLD3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Iv08

Número de artículo: CM0023937



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PLD3 humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para estudiar la función de exonucleasa lisosomal, la inmunidad innata y la detección de ácidos nucleicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PLD3 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	AD19, HUK4, HU-K4, SCA46, PLD3
Especie	Humano
GeneID (humano)	23646
GeneID	23646
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 279-490 del PLD3 humano (NP_001026866)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q8IV08
Peso Proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo