

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-PLD4 Para Wb, Elisa - Q96Bz4

Número de artículo: CM0013659



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-PLD4 de alta calidad validado para WB y ELISA contra PLD4 humano y de rata. Ideal para estudios de detección de ácidos nucleicos e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PLD4 Conejo pAb
Observaciones/Alias	C14orf175; PLD4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	122618
GeneID	122618
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 52-200 de PLD4 humano (NP_620145.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q96BZ4
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo