


Anticuerpo Monoclonal Anti-Pleckstrina Para Wb, Elisa - P08567

Número de artículo: CM0003607



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad específico para la Pleckstrina humana (p47), validado para Western blot y ELISA. Ideal para estudios de señalización plaquetaria y desarrollo de ensayos diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	Pleckstrina Rabbit mAb
Observaciones/Alias	P47; PLEK1; Pleckstrina
Especie	Humana
GeneID (Humano)	5341
GeneID	5341
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P08567
Peso molecular de la proteína	40 kDa
Envío	Bolsa de hielo