


Anticuerpo Policlonal Anti-Plek Para Wb, Elisa - P08567

Número de artículo: CM0029084



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la plecstrina humana (PLEK/p47), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la función del sustrato de la proteína quinasa C en plaquetas e investigación diagnóstica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PLEK Rabbit pAb
Notas/Alias	P47; PLEK1; PLEK
Especie	Humano
GeneID (humano)	5341
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-350 de PLEK humano (NP_002655.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08567
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo