

Anticuerpo Policlonal Anti-Plekhhb2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Cs7

Número de artículo: CM0023490



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PLEKHB2 humano (evectina-2), adecuado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta una proteína de 25 kDa implicada en el transporte retrógrado de endosomas. Ideal para investigación de IVD y aplicaciones de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PLEKHB2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EVT2; PLEKHB2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55041
GeneID	55041
Inmunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-222 del PLEKHB2 humano (NP_001094093.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q96CS7
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo