

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Plexina A1 Para Wb Y Elisa - Q9Uiw2

Número de artículo: CM0011142



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra Plexina A1 humana (Q9UIW2). Adecuado para Western blot y ELISA, presenta reactividad cruzada con humanos, ratones y ratas. Ideal para investigación sobre señalización por semaforinas, guía de axones y migración celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Plexina A1 mAb de conejo
Observaciones/Alias	NOV; NOV; PLXN1; DWOPNED; PLEXINA-A1; Plexina A1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5361
GeneID	5361
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 100-200 de Plexina A1 humana (Q9UIW2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UIW2
Peso de la proteína	211kDa
Envío	Bolsa de hielo