

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Plg Para Wb Y Elisa - P00747

Número de artículo: CM0026408



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el plasminógeno humano (PLG) para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la fibrinólisis, la remodelación tisular y las vías de coagulación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PLG Rabbit pAb
Notas / Alias	HAE4; PLG
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5340
GeneID	5340
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-300 del PLG humano (NP_000292.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P00747
Peso de la proteína	91kDa
Envío	Bolsa de hielo