


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Plgf Para Wb, If-P, Elisa - P49763

Número de artículo: CM0006330



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra PLGF humana (factor de crecimiento placentino), validado para WB, IF-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación sobre angiogénesis y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PLGF Rabbit mAb
Observaciones/Alias	PGFL; PIGF; PLGF; PIGF-2; D12S1900; SHGC-10760
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5228
GeneID	5228
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia de aminoácidos 1-100 de PLGF humano (P49763).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49763
Peso de la proteína	25 kDa
Envío	Bolsa de hielo