


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Plgf Para Wb Y Elisa - P49763

Número de artículo: CM0018951



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra PLGF humano (factor de crecimiento placentario), validado para WB y ELISA. Reconoce el PLGF humano, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la angiogénesis y el crecimiento tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PLGF Rabbit pAb
Observaciones/alias	PGFL; PIGF; PLGF; PIGF-2; D12S1900; SHGC-10760
Especie	Humano
GeneID (humano)	5228
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-170 del PLGF humano (NP_002623.2).
Fuente	Coelho
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P49763
Peso de la proteína	25 kDa
Envío	Bolsa de hielo