


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Plgf Para Wb, If-P Y Elisa - P49763

Número de artículo: CM0022568



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fiable dirigido contra PLGF humano (P49763) para aplicaciones de WB, IF-P y ELISA. Detecta PLGF de ratón y rata. Adecuado para estudios de angiogénesis y crecimiento tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra PLGF
Notas / Alias	PGFL; PIGF; PLGF; PIGF-2; D12S1900; SHGC-10760
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	5228
ID de gen	5228
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-221 de PLGF humano (NP_002623.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49763
Peso de la proteína	25 kDa
Envío	Bolsa de hielo