

Anticuerpo Policlonal Anti-Plin5 Para Wb, Elisa - Q00G26

Número de artículo: CM0024217

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo PLIN5 de alta calidad validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada en ratón y rata. Ideal para investigación de gotas lipídicas y metabolismo. SWISS Q00G26.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Policlonal de Conejo PLIN5
Observaciones/Alias	MLDP; LSDA5; LSDP5; OXPAT
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	440503
ID del Gen	440503
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 302-401 del PLIN5 humano (NP_001013728.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q00G26
Peso Molecular de la Proteína	51kDa
Envío	Bolsa de hielo