

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Plin5 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q8Bvz1

Número de artículo: CM0026704

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-PLIN5 validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA con reactividad frente a ratón y rata. Una herramienta esencial para el estudio de la biología de las gotas lipídicas, la oxidación de ácidos grasos y la investigación de enfermedades metabólicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PLIN5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MLDP; Lsdp5; PAT-1; 2310076L09Rik
Especie	Ratón
ID de gen (Humano)	440503
ID de gen	66968
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 364-463 de PLIN5 de ratón (NP_080150.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q8BVZ1
Peso proteico	50 kDa/49 kDa
Envío	Bolsa de hielo