


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Plk1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P53350

Número de artículo: CM0027898



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige al PLK1 humano, adecuado para aplicaciones de WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con el PLK1 de ratón y rata. Esencial para estudiar la progresión mitótica, la dinámica del centrosoma y la citocinesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PLK1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PLK1, PLK, STPK13
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5347
GeneID	5347
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 304-603 del PLK1 humano (NP_005021.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P53350
Peso Proteico	68kDa
Envío	Bolsa de hielo