

Anticuerpo Policlonal Anti-Plk3 Para Wb, Elisa - Q9H4B4

Número de artículo: CM0025665



Introducción

PLK3 Rabbit pAb validado para WB, ELISA en Humano, Ratón y Rata. Inmunógeno de proteína de fusión recombinante. Serina/treonina quinasa PLK3 involucrada en el ciclo celular y la respuesta al estrés. Ideal para estudios de apoptosis y daño del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PLK3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CNK; FNK; PRK; PLK-3; PLK3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1263
GeneID	1263
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 487-646 de PLK3 humano (NP_004064.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H4B4
Peso Molecular	72kDa
Envío	Bolsa de hielo