

Anticuerpo Policlonal Anti-Plk4 Para Wb Y Elisa - 000444

Número de artículo: CM0025770



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra PLK4 (Polo-like quinasa 4) para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA. Detecta PLK4 de humano, ratón y rata (~109 kDa).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PLK4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SAK; STK18; MCCRP2; PLK4
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	10733
ID del Gen	10733
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 641-970 de PLK4 humano (NP_055079.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00444
Peso Proteico	109kDa
Envío	Bolsa de hielo