

Anticuerpo Policlonal Anti-Plod1 Para Wb, Elisa - Q02809

Número de artículo: CM0017300

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PLOD1 humano (lisil hidroxilasa 1), adecuado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para investigación en biosíntesis de colágeno.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PLOD1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	LH; LH1; LLH; EDS6; PLOD; EDSKCL1; PLOD1
Especie	Humano
GenelD (humano)	5351
GenelD	5351
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 488-727 de PLOD1 humano (NP_000293.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q02809
Peso Proteico	84kDa
Envío	Bolsa de hielo