

Anti-Plod1 Conejino Pab Para Wb Y Elisa - Q02809

Número de artículo: CM0030616

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PLOD1 humano (lisil hidroxilasa 1) para Western blot y ELISA. Reactivo cruzado con ratón y rata. Adecuado para investigación de biosíntesis de colágeno y tejido conectivo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PLOD1 Conejino pAb
Observaciones/Alias	LH; LH1; LLH; EDS6; PLOD; EDSKCL1; PLOD1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5351
GeneID	5351
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-295 de PLOD1 humano (NP_000293.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q02809
Peso Proteico	84kDa
Envío	Bolsa de hielo