


Anticuerpo Monoclonal Anti-Plod3/Lh3 Para Wb, Elisa - O60568

Número de artículo: CM0002150



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra PLOD3 (LH3) humano, validado para WB y ELISA.

Reconoce PLOD3 humano y de ratón, con peso molecular de 85 kDa. Adecuado para investigación sobre modificación de colágeno.

[Aprende más](#)

Campo	Valor
Nombre del producto	PLOD3 Rabbit mAb
Notas/Alias	LH3; PLOD3
Especie	Humano
ID genético (Humano)	8985
ID genético	8985
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-306 de PLOD3 humano (NP_001075.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O60568
Peso molecular de la proteína	85kDa
Envío	Bolsa de hielo