

Anticuerpo Policlonal Anti-Plp1 Para Wb, If-P, Elisa - P60201

Número de artículo: CM0013664



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PLP1 humano (proteolipoproteína de mielina), apto para WB, IF-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en mielina y trastornos neurológicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PLP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PLP; PMD; HLD1; MMPL; SPG2; GPM6C; PLP/DM20; PLP1
Especie	Humano
GeneID	5354
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 102-148 de PLP1 humano (NP_955772.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P60201
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo