

Anticuerpo Policlonal Anti-Plp1 Para Wb, Ihc, If, Elisa - P60201

Número de artículo: CM0023007



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la PLP1 humana (proteína proteolipídica de mielina), validado para WB, IHC, IF y ELISA. Reacciona con muestras de humano, ratón y rata. Ideal para investigación en neurociencia y mielina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del Producto	PLP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PLP; PMD; HLD1; MMPL; SPG2; GPM6C; PLP/DM20; PLP1
Especie	Humano
GeneID	5354
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 90-150 de la PLP1 humana (NP_000524.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P60201
Peso Molecular	30kDa
Envío	Bolsa de hielo