


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-PLS3 Para Wb, Ip, Elisa - P13797

Número de artículo: CM0027378



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo anti-PLS3 se dirige a la plastina-3 (T-plastina), una proteína de unión a actina. Validado para WB, IP y ELISA; reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre el citoesqueleto y la osteoporosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-PLS3
Observaciones/Alias	BMND18; T-plastina; PLS3
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	5358
ID de gen	5358
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P13797
Peso de la proteína	71 kDa
Envío	Bolsa de hielo