

Anticuerpo Policlonal Anti-Plscr3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nry6

Número de artículo: CM0015351

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la fosfolípido scramblasa 3 humana (PLSCR3). Validado para WB, IF/ICC y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Detecta la scramblasa mitocondrial implicada en la translocación de cardiolipina y la apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PLSCR3 pAb de conejo
Observaciones/Alías	PLSCR3
Especie	Humano
GeneID	57048
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-295 del PLSCR3 humano (NP_065093.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NRY6
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo