

Anticuerpo Monoclonal Anti-Pltp Para Wb, Ihc-P, Elisa - P55058

Número de artículo: CM0008407

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo anti-PLTP para aplicaciones de WB, IHC-P y ELISA. Detecta la proteína de transferencia de fosfolípidos endógena humana, de ratón y de rata (~55 kDa). Favorece la investigación sobre la remodelación de HDL y el transporte de lípidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PLTP Rabbit mAb
Observaciones/Alias	BPIFE; HDLCQ9; PLTP
Especie	Humana
ID del gen (humano)	5360
ID del gen	5360
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aa 200-300 de la PLTP humana (P55058)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpo monoclonal
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	P55058
Peso de la proteína	55 kDa
Envío	Bolsa de hielo