

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pltp Para Wb Y Elisa - P55058

Número de artículo: CM0029391

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-PLTP de alta calidad validado para aplicaciones de WB y ELISA, con reactividad cruzada frente a PLTP humano y de ratón. Ideal para el estudio de transferencia de lípidos, remodelación de HDL y metabolismo del colesterol.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	PLTP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BPIFE; HDLCQ9; PLTP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5360
GeneID	5360
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 142-441 de la PLTP humana (NP_872617.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P55058
Peso proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo