

## Anticuerpo Policlonal Anti-Plvap Para Wb, Elisa - Q9Bx97

Número de artículo: CM0018304

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PLVAP (PV1) humano, validado para WB y ELISA. Adecuado para reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio de fenestras endoteliales, permeabilidad vascular y diafragmas en biología microvascular.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | PLVAP Rabbit pAb                                                                                                                  |
| Observaciones/Alías | PV1; FELS; PV-1; gp68; DIAR10; PLVAP                                                                                              |
| Especie             | Humano                                                                                                                            |
| ID del Gen          | 83483                                                                                                                             |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 63-442 de PLVAP humano (NP_112600.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                            |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                          |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Reactividad Cruzada | Ratón, Rata                                                                                                                       |
| SWISS               | Q9BX97                                                                                                                            |
| Peso de la Proteína | 51kDa                                                                                                                             |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                    |