

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Plxna3 Para Wb, Elisa - P51805

Número de artículo: CM0013182

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-PLXNA3 validado para aplicaciones de WB y ELISA. Detecta PLXNA3 humano, un receptor de semaforina involucrado en la guía axonal y el desarrollo neuronal. Ideal para investigación en neurociencia y señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo PLXNA3
Observaciones/Alias	6.3; PLXN3; PLXN4; XAP-6; HSSEXGENE; PLXNA3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55558
GeneID	55558
Inmunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 950-1150 de PLXNA3 humano (NP_059984.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P51805
Peso Proteico	208kDa
Envío	Bolsa de hielo