

Anticuerpo Policlonal Anti-Plzf Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q05516

Número de artículo: CM0030271



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PLZF (ZBTB16/ZNF145) validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para estudiar la represión transcripcional y la diferenciación mieloide.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PLZF Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PLZF; ZNF145
Especie	Humano
ID del Gen	7704
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 199-300 del PLZF humano (NP_005997.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q05516
Peso Proteico	74kDa
Envío	Bolsa de hielo