

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Plzf Para Wb - Q05516

Número de artículo: CM0002570



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad dirigido contra PLZF humano (ZBTB16/ZNF145). Validado para WB, IP, IF-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de regulación transcripcional y ubiquitinación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PLZF Rabbit mAb
Observaciones/Alias	PLZF; ZNF145
Especies	Humano
ID del gen	7704
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 199-300 de PLZF humano (NP_005997.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q05516
Peso proteico	74kDa
Envío	Bolsa de hielo