


Anticuerpo Policlonal Anti-Pmaip1 (Noxa/Apr) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13794

Número de artículo: CM0025355



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el PMAIP1 humano (NOXA), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en apoptosis y mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PAb de Conejo PMAIP1
Observaciones/Alias	APR, NOXA, PMAIP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5366
GeneID	5366
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-54 del PMAIP1 humano (NP_066950.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13794
Peso Proteico	6kDa
Envío	Bolsa de hielo