

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pmch Para Wb, Elisa - P20382

Número de artículo: CM0026030



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PMCH humano, validado para Western blot (WB) y ELISA. Reacciona con muestras humanas y de ratón, dirigido a la proteína precursora pro-MCH (~19 kDa). Ideal para investigación de neuropéptidos, obesidad y estudios metabólicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-PMCH
Observaciones/Alias	MCH; ppMCH; PMCH
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5367
ID de Gen	5367
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-165 de PMCH humano (NP_002665.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P20382
Peso Molecular de la Proteína	19kDa
Envío	Bolsa de hielo