

Anticuerpo Monoclonal Anti-Pmel (Gp100) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P40967

Número de artículo: CM0004872

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra PMEL humano (gp100), validado para Western blot, IHC (parafina) y ELISA. Adecuado para la investigación de melanoma, la biología de los melanomasomas y el desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PMEL Rabbit mAb
Observaciones/Alíase	P1; SI; SIL; ME20; P100; SILV; HMB45; ME20M; gp100; HMB-45; ME20-M; PMEL17; D12S53E; PMEL
Especie	Humano
GenID	6490
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P40967
Peso Proteico	70kDa
Envío	Bolsa de hielo