

Anticuerpo Policlonal Anti-Pmel Para Wb, If/Icc, Elisa - P40967

Número de artículo: CM0027855



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PMEL humano (gp100), validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata, ideal para estudios de biogénesis de melanomas y antígenos de melanoma. 70 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PMEL Rabbit pAb
Observaciones/Alias	P1; SI; SIL; ME20; P100; SILV; HMB45; ME20M; gp100; HMB-45; ME20-M; PMEL17; D12S53E; PMEL
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6490
GeneID	6490
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 320-430 del PMEL humano (NP_008859.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P40967
Peso Proteico	70kDa
Envío	Bolsa de hielo