

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pmepa1 Para Wb Y Elisa - Q969W9

Número de artículo: CM0015462

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la PMEPA1 humana (TMEPAI), validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Apto para el estudio de la señalización de TGF-beta y la regulación del receptor de andrógenos en investigación oncológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PMEPA1 Rabbit pAb
Notas/Alias	STAG1; TMEPAI; PMEPA1
Especie	Humano
ID del Gen	56937 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 173-252 de la PMEPA1 humana (NP_954638.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q969W9
Peso Molecular	32kDa
Envío	Bolsa de hielo