

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pmepa1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q969W9

Número de artículo: CM0021429

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a la proteína humana PMEPA1 (TMEPAI), validado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en señalización de TGF-beta y cáncer de próstata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PMEPA1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	STAG1; TMEPAI; PMEPA1
Especie	Humano
GeneID (humano)	56937
GeneID	56937
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 173-252 de la PMEPA1 humana (NP_954638.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q969W9
Peso molecular de la proteína	32kDa
Envío	Bolsa de hielo