

Anticuerpo Monoclonal Anti-Pmf1 Para Wb, Elisa - Q6P1K2

Número de artículo: CM0003184



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra PMF1, apto para Western blot y ELISA. Validado en muestras humanas y de rata. El factor 1 modulado por poliaminas de 23kDa participa en la segregación cromosómica y la transcripción génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PMF1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	PMF1
Especie	Humano
ID genético (Humano)	11243
ID genético	11243
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-205 de la PMF1 humana (NP_009152.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q6P1K2
Peso proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo