

Anticuerpo Policlonal Anti-Pml Para Wb, Ihc-P, Elisa - P29590

Número de artículo: CM0024152



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína PML humana, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. PML es una proteína de andamiaje de los cuerpos nucleares implicada en la supresión de tumores, la apoptosis y la defensa antiviral. Ideal para uso en investigación de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PML Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MYL; RNF71; PP8675; TRIM19; PML
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5371
GeneID	5371
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 571-611 del PML humano (NP_150241.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P29590
Peso Proteico	98kDa
Envío	Bolsa de hielo