

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pml+Rara Para If/Icc Y Elisa - P29590 / P10276

Número de artículo: CM0020099



Introducción

Anticuerpo policlonal dirigido contra la proteína de fusión PML-RARA (LPA de tipo L). Validado para IF/ICC y ELISA en muestras humanas y de rata. Ideal para investigación de leucemia LPA y desarrollo de ensayos diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PML+RARA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PML/RARA; LPA de tipo L
Especie	Humano
GeneID	5371/5914
Inmunógeno	péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 500-600/1-100 de PML+RARA humano (NP_150241.2/NP_000955.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	P29590/P10276
Peso de la proteína	47-48kDa/62-97kDa/39kDa/50kDa
Envío	Bolsa de hielo