

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pmm2 Para Wb, If/Icc, Elisa - O15305

Número de artículo: CM0025400



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la PMM2 humana (Fosfomanomutasa 2), apto para Western blot, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con muestras humanas, de ratón y de rata. Es útil para la investigación de trastornos congénitos de glicosilación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PMM2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PMI; CDG1; CDGS; PMI1; CDG1a; PMM 2; PMM2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5373
GeneID	5373
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-246 de la PMM2 humana (NP_000294.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15305
Peso molecular de la proteína	28kDa
Envío	Bolsa de hielo