


Anticuerpo Monoclonal Anti-Pmp70/Abcd3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P28288

Número de artículo: CM0011901



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra PMP70/ABCD3 humano (P28288), validado para WB, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada con ratón/rata. Ideal para investigación de transporte de ácidos grasos peroxisomales y beta-oxidación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PMP70/ABCD3 mAb de conejo
Notas/Alias	ZWS2; ABC43; CBAS5; PMP70; PXMP1; PMP70/ABCD3
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	5825
ID de gen	5825
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 560-659 de PMP70/ABCD3 humano (P28288)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P28288
Peso de la Proteína	75kDa
Envío	Bolsa de hielo