


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pmp70/Abcd3 - P28288

Número de artículo: CM0023376



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra PMP70/ABCD3, validado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Adecuado para el estudio del transporte y metabolismo de ácidos grasos peroxisomales en humanos, ratones y ratas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PMP70/ABCD3 Rabbit pAb
Notas / Alias	ZWS2; ABC43; CBAS5; PMP70; PXMP1; PMP70/ABCD3
Especie	Humano
GeneID (humano)	5825
GeneID	5825
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 340-475 de PMP70/ABCD3 humano (NP_002849.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P28288
Peso de la proteína	75 kDa
Envío	Bolsa de hielo