

Anticuerpo Policlonado De Conejo Anti-Pmpcb Para Wb, Elisa - 075439

Número de artículo: CM0015635

Introducción

Anticuerpo policlonado de conejo de alta calidad dirigido a PMPCB, una proteasa de procesamiento mitocondrial clave. Validado para aplicaciones de WB y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para investigación sobre importación mitocondrial y recambio de PINK1.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	PMPCB Rabbit pAb
Notas/Alias	MAS1; MPPB; P-52; MPP11; MPPP52; Beta-MPP; PMPCB
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9512
GeneID	9512
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 110-380 de la PMPCB humana (NP_004270.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75439
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo