

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pms1 Para Wb Y Elisa - P54277

Número de artículo: CM0015842



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PMS1 para WB y ELISA en humanos, ratones y ratas. Dirigido contra la proteína PMS1 de reparación de errores de apareamiento del ADN, relacionada con el cáncer colorrectal hereditario no polipósico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PMS1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MLH2; PMSL1; hPMS1; HNPCC3; PMS1
Especie	Humano
GeneID (humano)	5378
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 405-619 de PMS1 humano (NP_000525.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	P54277
Peso de la proteína	106 kDa
Envío	Bolsa de hielo