


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pms2 (Validado Por Ko) Para Wb Y Elisa - P54278

Número de artículo: CM0006435



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-PMS2 (Validado por KO) optimizado para Western blot y ELISA, que reconoce PMS2 humano (96 kDa). Un marcador de endonucleasa de reparación de errores de apareamiento para investigación del cáncer colorrectal (HNPCC).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] PMS2 Ac. m. de Conejo
Observaciones/Alias	MLH4; PMS-2; PMSL2; HNPCC4; LYNCH4; MMRC54; PMS2CL; S2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5395
Inmunógeno	Proteína recombinante de PMS2 humano
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P54278
Peso Molecular de la Proteína	96kDa
Envío	Bolsa de hielo