


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pms2 Para Wb, Elisa - P54278

Número de artículo: CM0025083



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a PMS2 humano, una endonucleasa de reparación de errores de apareamiento. Validado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con rata. Ideal para la investigación del cáncer y estudios de MMR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PMS2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MLH4; PMS-2; PMSL2; HNPCC4; LYNCH4; MMRC54; PMS2CL; PMS2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5395
GeneID	5395
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P54278
Peso Proteico	96kDa
Envío	Bolsa de hielo