


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pms2 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P54278

Número de artículo: CM0013463



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la endonucleasa de reparación de desajustes PMS2 humana, validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reacciona de forma cruzada con PMS2 de ratón. Ideal para investigación sobre cáncer y reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] PMS2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MLH4; PMS-2; PMSL2; HNPCC4; LYNCH4; MMRC54; PMS2CL; S2
Especie	Humano
GeneID	5395
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 390-670 de la PMS2 humana (NP_000526.2))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P54278
Peso de la proteína	96kDa
Envío	Bolsa de hielo